

医生端用户使用手册

医院康复研究后台 | 简明操作版

重要说明

左侧菜单中的“训练记录”仅供开发人员测试使用。医生不得在该页面代患者录入、修改或补录训练数据。医生查看患者训练情况时，请使用“训练追踪”。

本手册适用于

- 承担患者建档、访视评估、处方管理和研究数据查看的医生及研究人员。
- 界面截图来自独立演示环境，姓名、手机号和研究数据均为测试信息。
- 不同账号的可见范围由系统权限决定；无权限的数据不会显示。

推荐工作顺序

患者建档	加入项目	研究录入	开具处方	训练追踪	CRF 查看
------	------	------	------	------	--------

01

登录与账号安全

使用医院分配的手机号和密码登录



图 1 登录页面

操作步骤

- 在浏览器打开医院提供的 MotionCare 医生端地址。
- 输入本人手机号与密码，点击“登录”。首次登录若系统要求修改密码，请按页面提示完成后再继续操作。
- 点击右上角姓名可进入个人账号页面；工作结束后点击“退出”。

账号安全

账号仅限本人使用。不要把密码、验证码或已登录页面转交他人；离开公共电脑前必须退出系统。

02

患者档案

先建立全局患者档案，再开展研究项目相关工作



图 2 患者档案列表，手机号默认脱敏显示



图 3 患者详情与研究项目参与情况

- 点击“新建患者”录入基本资料；提交前核对姓名、手机号和性别，避免重复建档。
- 点击患者所在行进入详情，可编辑档案、填写基线资料，或把患者加入研究项目并选择分组。
- 停用档案不会自动删除已有项目、处方和训练数据；从项目退出应在项目看板执行“解绑”。

谨慎操作

删除、停用、解绑均会弹出影响说明。请逐条阅读并确认对象无误后再提交。

03

研究项目与研究录入

完成分组后，按 T0、T1、T2 访视节点录入评估



图 4 研究项目分组看板



图 5 项目患者的研究录入页面

- 项目看板中的随机结果在确认前仅为临时结果；确认分组后，患者才正式加入对应项目和分组。
- 从“研究录入”选择患者，进入 T0、T1 或 T2 页签；按原始记录填写评估值。
- 录入过程中可点击“暂存”；确认数据完整无误后点击“完成”。已完成访视或已完结项目将变为只读。

数据原则

以原始研究记录为准录入，不凭记忆补填。发现错误时先核对原始资料，再按权限进行更正。

04

处方管理

一个项目患者同一时间只有一个生效处方



图 6 当前生效处方及操作入口

常用操作

- 开具处方：选择固定动作库中的训练项目，设置每周次数和单次时长后提交。
- 调整处方：系统生成新版本并保留历史版本，不会直接覆盖旧处方。
- 历史处方：用于查看既往版本、开设医生、创建时间和动作参数。
- 终止处方：终止后患者端不能继续按该处方提交训练，请确认停训原因和患者身份。

处方版本

调整处方前先核对当前版本、项目和患者。处方调整用于后续训练，不应为了修正历史记录反复改版。

05

训练追踪

医生查看训练执行情况的唯一推荐入口




图 7 患者训练追踪：完成情况、趋势和最近记录

- 在“训练追踪”中按患者姓名或手机号搜索，再进入患者详情。
- 患者参加多个项目时，通过页面顶部的项目选择器切换当前项目。
- 重点查看处方动作完成率、近 7 天/30 天趋势、游戏表现和最近训练记录。
- 出现录像或动作分析结果时，可按权限查看标准次数、不标准次数和失败原因。

注意

训练追踪用于查看患者端提交的数据。发现异常时请先联系患者核实，再联系项目管理员或开发人员处理。

06

CRF 预览与导出

导出前检查患者、项目、访视状态和缺失字段



图 8 CRF 摘要、访视节点与缺失字段提示

- 从“CRF 报告”选择项目患者，或从研究录入页面点击“打开 CRF”。
- 核对患者、项目、分组、模板版本以及 T0/T1/T2 访视状态。
- 系统允许带缺失字段导出，缺失项会在预览中列出，导出文件对应位置留空。
- 当前使用“导出 DOCX”生成报告；导出行为会留下系统日志。

导出前复核

CRF 文件可能包含敏感医疗研究数据。下载后仅存放于医院批准的位置，不通过个人聊天工具或私人网盘传播。

07

限制说明与常见问题

明确测试功能边界，保护研究数据

“训练记录” 仅供开发人员测试

医生请勿打开后代患者录入训练，也不要使用“保存训练记录”。真实训练数据应由患者端产生；医生只在“训练追踪”中查看。




图 9 测试页面示意：医生不得在此录入数据

常见问题

- 看不到患者或项目：确认是否使用正确账号，并联系管理员检查数据权限。
- 访视无法编辑：访视可能已完成，或研究项目已完结；此时页面按规则只读。
- 无法删除患者或项目：系统检测到仍有关联的项目患者记录，请先按页面提示处理关联关系。
- 页面提示登录失效：重新登录；若仍失败，记录发生时间和页面名称后联系管理员。

日常数据安全

- 只查看与本人工作相关的患者资料，不截图传播真实患者信息。
- 提交前再次核对患者姓名、研究项目、访视节点和处方版本。
- 遇到系统异常时保留错误提示和操作时间，不重复提交可能产生数据变更的操作。